

Orbis


Die neue Fieberkurve



Inhalt

1. Zugang und Gestaltung der Fieberkurve	2
2. Allgemeine Navigation und Anzeigelogik	4
2.1 Allgemeine Navigation.....	4
2.2 Anzeigelogik.....	5
3. Symbole und Funktionen der horizontalen Navigationsleiste	6
3.1 Die Fieberkurve Ansicht.....	6
3.2 Der Aufenthaltsverlauf	6
3.3 Auswahl eines bestimmten Datums	7
3.4 Bedeutung der Symbolen	8
4. Erstellung von Formularen	8
4.1 Formular erstellen/öffnen	8
5. Dokumentation der Pflegediagramme	10
6. Spezielle Dokumentation.....	11
7. Validierung von Verordnungen und Pflegehandlungen	14
8. Lesen der Daten der Fieberkurve	15



1. Zugang und Gestaltung der Fieberkurve

- Aus der Tabelle zugänglich, über das Symbol  (die Verknüpfung 'Enter' funktioniert nur für die alte Fieberkurve).




Identifiant	Nom	Prénom	Service	Statut	Actions
2.2032	2.203A	2.203B	KRUPHE	actif	 <small>Patientenkurve öffnen Ouvre la patientenkurve à den gewählten Patienten</small>
2.2041	2.204		KRUPHE	actif	
2.2262	2.226A	2.226B			
2.2272	2.227A	2.227B			

- Aus dem Patientenmenü über die Rubrik « Neue Fieberkurve »




Précision : Sie können eine automatische Öffnung der neuen Fieberkurve durch eine selbst zu konfigurierende Einstellung aktivieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tab 'Neue Fieberkurve' im Patientenordner und wählen Sie ‚Neue Fieberkurve als aktives Element festlegen‘.

Dadurch wird, wenn Sie doppelt auf den ausgewählten Patienten im Dashboard klicken → der Ordner öffnet automatisch auf der neuen Fieberkurve.




Grundsatz / Was ändert sich?

- Organisation durch Registerkarten




Bei der ersten Anmeldung ist nur eine Registerkarte vorhanden → Sie müssen sie (nur einmal) über das '+' aktivieren."





Es ist möglich, ihre Reihenfolge zu ändern, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und das Registerkarte an die gewünschte Stelle ziehen.

Der Inhalt der Registerkarten:



2. Allgemeine Navigation und Anzeigelogik

2.1 Allgemeine Navigation

- Vorwärts/Rückwärts in der Patientenkarte -> Klicken Sie auf den Hintergrund und halten Sie die Maustaste nach rechts oder links gedrückt, je nach Wunsch ('Drag-and-Drop')
- Zoomen / Entzoomen -> Ctrl-Taste + Mausekranz oder Verwendung des Symbols  3d  (cf 3.1)

2.2 Anzeigelogik


- Standardansicht

Ein Minimum an Elementen ist standardmäßig sichtbar, um die Patientenkarte nicht mit leeren Zeilen zu überladen.


Unten finden Sie ein Beispiel im Register Risiken/Skalen; hier finden Sie häufig verwendete Formulare.


	00	12:00	16:00	20:00	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	
Total																	
NEWS 2																	
Norton																	
Morse																	
Douleur / Schmerz EN 10																	
Positionnement / Lagerung																	
Plaies + Blessures / Wunden + Ve...																	
Contrainte / Fixierung																	

- Anzeige von leeren Zeilen


Wenn Sie die anderen Zeilen/Formulare in dem Register anzeigen möchten, zum Beispiel, um ein neues Formular zu erstellen -> klicken Sie auf das Symbol  und dann das

Kästchen 'Leere Abschnitte/Zeilen anzeigen' ankreuzen.






3. Symbole und Funktionen der horizontalen Navigationsleiste




3.1 Die Fieberkurve Ansicht

Die Ansicht ist standardmäßig auf 3 Tage eingestellt, aber Sie können sie ändern über:




3.2 Der Aufenthaltsverlauf

Ansicht des aktuellen Aufenthaltsverlaufs sowie früherer Aufenthalte und Besuche



Diese Funktion ermöglicht die direkte Navigation zu gewünschten Daten, wie zum Beispiel dem Aufnahmetag oder Episoden früherer Aufenthalte / Besuche.



1) Verlauf des aktuellen Aufenthalts

Admission à HKB Urgence (K URG) 07 mars 2024, 09:36


Klicken Sie auf das Ereignis, um direkt zu diesem Datum zu gelangen.

2) Verlauf anderer Aufenthalte oder Besuche

3.3 Auswahl eines bestimmten Datums




Wählen Sie das Datum im Kalender aus und klicken Sie auf OK





Um zum aktuellen Tag zurückzukehren, klicken Sie auf

Jetzt >



3.4 Bedeutung der Symbolen



Wenn Sie unsicher über die Funktion eines Symbols sind, können Sie die Information überprüfen, indem Sie darauf klicken 




4. Erstellung von Formularen

4.1 Formular erstellen/öffnen


Zwei Optionen von der Fieberkurve aus



1. Entweder indem Sie direkt auf das Symbol  neben dem Formular klicken
2. Oder durch Rechtsklick in der Zeile, um das Kontextmenü  aufzurufen, und dann durch Linksklick, um das Formular zu öffnen




Es ist auch immer möglich, es über das Menü  zu finden « Neuanlegen eines Dokumentes ».


4.2 Präzision:


- 1) Für Einstellungen und andere Formulare mit dem Symbol  bedeutet das, dass es mehr als eine Funktion hinter diesem Symbol gibt.



Für die Einstellungen ist es auch möglich, das Formular mit allen Einstellungen direkt über das  Symbol unten rechts auf dem Bildschirm aufzurufen




2) Wenn die Daten/Formulare nicht sofort in der Tafel sichtbar sind, bedeutet das, dass die Aktualisierung im Gange ist. Sie können sie beschleunigen, indem Sie auf 



5. Dokumentation der Pflegediagramme



In der Registerkarte ' Actions de soins ' Auswahl eines Pflegeplans oder einer einzelnen Pflegemaßnahme durch Klicken auf ,



6. Spezielle Dokumentation

6.1 Drainagen mit Ausfuhrdokumentation

Dokumentieren Sie die Felder für Drainagen/Katheter UND aktivieren Sie das Kontrollkästchen mit "Ausfuhrdokumentation"

Zugänge, Katheter, Drainagen [KG NUK]*

Zugänge bei Aufnahme vorhanden aus OP für Wunde Neuanlage

Bezeichnung

ergänz. Bezeichnung

Lokalisation

ergänz. Lage

Größe mm cm g c

Blockung

gelegt am um


gelegt von



Ausfuhrdokumentation

Dokumentation bis

entfernt am

Bemerkung

Um die Eingabe-/Ausgabe-Dokumentation durchzuführen, klicken Sie auf das Symbol  um das Formular über "Bestätigen" zu öffnen.

Surveillance des drains et cathéters*

Accès Confirmer Dossiers de soins

Prescription pour le 09.04.2024

Heure le: 09.04.2024 / 10:43 par: Martine Guot


Confirmation Quantité Confirmation


Quantités totales Élimination


Description journalière

Remarque

Ansicht der Neuen Fieberkurve




Die Visualisierung ist direkt über die Entwässerung zugänglich, wenn Sie auf  klicken.



6.2 Simultane Messung des Blutdrucks rechts/links

- Option 1, Erfassung der Blutdruckwerte auf zwei verschiedenen Formularen über "Pflegedurchführung"



Pflegedurchführung [KG NUK]*
Durchführungsnachweis

Auswahl **RR / Puls / Temperatur / BZ / O2**

Werte

Gewicht kg unbekannt 79 kg

Vitalwerte

Puls Schl./mi 66.0 Schl./min Pulsrhythmen Normal

Temperatur °C 36.8 °C Messmethode Infrarotmessung (Körpertemperatur) Schüttelfrost

Blutdruck 130 / 70 133.0/66.0 mmHg Messorte/-bed. liegend stehend arteriell linker Oberarm rechter Oberarm linker Unterschenkel rechter Unterschenkel sitzend

Blutzucker mg / dl LO HI

Atemfrequenz pro min

Sauerstoffsättigung % Vol.-% O2 Raumlu

Pflegedurchführung [KG NUK]*
Durchführungsnachweis

Auswahl **RR / Puls / Temperatur / BZ / O2**

Werte

Gewicht kg unbekannt 79 kg

Vitalwerte

Puls Schl./mi 66.0 Schl./min Pulsrhythmen Normal

Temperatur °C 36.8 °C Messmethode Infrarotmessung (Körpertemperatur) Schüttelfrost

Blutdruck 150 / 75 133.0/66.0 mmHg Messorte/-bed. liegend stehend arteriell linker Oberarm rechter Oberarm linker Unterschenkel rechter Unterschenkel sitzend

Blutzucker mg / dl LO HI

Atemfrequenz pro min

Sauerstoffsättigung % Vol.-% O2 Raumlu


Atemalkohol Promille Vol.-%

Vitalkapazität ml

Sauerstoffgabe l pro min O2-Sonde O2-Brille


OK

Wählen Sie die geeignete Zoomstufe für eine korrekte Darstellung aus.



PARAMETRES	Unité	Valeur
Paramètres vitaux / VitoZoeic	mmHg	150 / 75
Tension / Blutdruck	mmHg	150 / 75
Pouls / Puls	Caup/min	66.0
Temperature	°C	36.8

- Option 2, Erfassen der Blutdruckwerte auf zwei verschiedenen Formularen über "Messungen hinzufügen"



Die Lokalisation frei im Feld 'Bemerkung' eingeben."

Datum und Uhrzeit
11.04.2024 11:52

Auf "Jetzt" setzen

Nicht invasiver systolischer Blutdruck / pression artérielle non invasive systolique
130 mmHg

Nicht invasiver diastolischer Blutdruck / pression artérielle non invasive diastolique
70 mmHg

Pulsschläge
PULS (numerisch) Schl/min PULS (textuell)

Körpertemperatur / Température corporelle
TEMP °C Messmethode

Bemerkung

Rechter Arm

Datum und Uhrzeit
11.04.2024 11:52

Auf "Jetzt" setzen

Nicht invasiver systolischer Blutdruck / pression artérielle non invasive systolique
150 mmHg

Nicht invasiver diastolischer Blutdruck / pression artérielle non invasive diastolique
75 mmHg

Pulsschläge
PULS (numerisch) Schl/min PULS (textuell)


Körpertemperatur / Température corporelle
TEMP °C Messmethode


Bemerkung

Linker Arm


Dann wählen Sie die geeignete Zoomstufe für eine korrekte Darstellung aus.

7. Validierung von Verordnungen und Pflegehandlungen

Entweder durch Linksklick auf das Symbol , was ein Fenster mit detaillierten Informationen auf der rechten Seite des Bildschirms öffnet.




Oder durch Rechtsklick auf das Symbol , ohne die Anzeige von Details.




8. Lesen der Daten der Fieberkurve

Um bestimmte Details eines Formulars anzuzeigen:

Entweder mit der Maus über den Titel des Formulars fahren



Oder links auf den Titel des Formulars klicken, was ein Fenster auf der rechten Seite des Bildschirms öffnet



The screenshot shows a medical software interface with a calendar view. The calendar displays events for the dates from Sunday, March 24, 2024, to Wednesday, March 26, 2024. A red arrow points from a 'Bilan admission' event on Sunday, March 24, 2024, to a detailed form view on the right. The form view shows the following information:

- Objet:** Bilan admission
- Information du formulaire:** Anamnèse d'admission à 13:34; Aufnahmeformat: 25.03.2024 Arthroplastie coxofemorale, Hanche (R) (Dohn Patrick); Schmerzskala: EN;
- Repos et sommeil:** Schlafstörungen: Ja; Mobilität et locomotion: Autonomiegrad bei Aufnahme: autonome; Autonomiegrad 7 Tage vor Aufnahme: autonome;
- Alimentation/Ernährung:** Autonomiegrad bei Aufnahme: autonome; Autonomiegrad 7 Tage vor Aufnahme: autonome; autosome; Zahnpfropfese Oben: Nein; Zahnpfropfese Unten: Ja; Score: 0;
- Elimination:** Autonomiegrad bei Aufnahme: autonome; Autonomiegrad 7 Tage vor Aufnahme: autonome;
- Respiration:** Autonomiegrad bei Aufnahme: autonome; Autonomiegrad 7 Tage vor Aufnahme: autonome;
- Dyspnoe:** Nein; Husten: Nein;
- Activité:** Beruf: retraite; Freizeitaktivitäten/Hobbys: promenade avec le chien;

Oder rechts auf den Titel des Formulars klicken, um das Formular selbst zu öffnen.



The screenshot shows the same medical software interface, but with a red arrow pointing to a 'Dispensation Stupéfiants' event on Wednesday, March 26, 2024. A tooltip 'Ouvrir et modifier le document' is visible next to the event.