

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL ET DE SES ACCESSOIRES

INFORMATION AUX PATIENTS

Vous venez de recevoir une **CPAP** ou une **BIPAP**, pour le bon déroulement du traitement, **vous devez entretenir votre appareil** et ses accessoires.

L'APPAREIL

Mettre la CPAP en hauteur (table de nuit) sur un lieu sec.
Faire la poussière régulièrement.



LE FILTRE

Le filtre doit être secoué pour retirer les poussières
toutes les 2 semaines et remplacé chaque 6 mois.



LE MASQUE

Chaque jour, après utilisation, lavez votre masque avec
de l'eau et du savon doux sans parfum, sans hydratant.
Séchez-le correctement et remontez le masque.



LE HARNAIS

Nettoyez le harnais à la main dans de l'eau tiède à **30 °C**
à l'aide d'un savon doux. Rincez soigneusement et laissez
sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.



L'HUMIDIFICATEUR

Se lave quotidiennement, avec de l'eau et du savon doux.
Il faut mettre de l'eau déminéralisée et remplacer l'eau
chaque jour après avoir nettoyé le réservoir.



LE TUYAU

À rincer 1 fois par semaine avec de l'eau tiède.



COORDONNÉES DE CONTACT :

Consultation ventilation non invasive

Infirmière de référence

Accueil téléphonique, chaque jour de semaine, entre **7h30 et 8h30** au numéro suivant :

Tél. : (+352) 2863 3827

20-30, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg

consultation.soignante.vni@hopitauxschuman.lu